

EMERGO™

Vielzweck-
Patiententransportliege

Komfortabel und
zuverlässig – für die
Akutversorgung und
Aufwachräume

PRIMÄRVERSORGUNG
& NOTAUFNAHME



Emergo-Patiententransportliege

Die klassische Emergo-Patiententransportliege ist in verschiedenen Ausführungen mit 2- oder 3-teiliger Liegefläche erhältlich. Sie ist dank ihrer sicheren und robusten Konstruktion ideal für hohe Belastungen. Die vielseitigen Optionen und Verstellmöglichkeiten gewährleisten Komfort, Sicherheit und Zuverlässigkeit in zahlreichen Situationen, etwa beim Einsatz in der Notaufnahme, der Intensivpflege, dem Patiententransport, in Aufwachräumen und bei kleineren Eingriffen. Emergo ist eine in Finnland hergestellte, langlebige Transportliege für Kliniken und Krankenhäuser mit einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Kosteneffizient und langlebig

- Der modulare Aufbau ermöglicht eine einfache, bedarfsgerechte Ausstattung
- Umfassendes Zubehörangebot
- Robuste Konstruktion, verschleißfeste Materialien

Komfort und Sicherheit für Patienten

- Komfortabel dank verstellbarer Liegefläche
- Höhenverstellbar für optimalen Patientenkomfort
- Staufächer für persönliche Gegenstände des Patienten als Option erhältlich
- Seitengitter für erhöhte Patientensicherheit
- Auch für schwere Patienten geeignet

Bietet Pflegepersonal eine ergonomische und bequeme Handhabung

- Einfach justierbar, gasfederunterstützt
- Die Liegefläche ist auf eine ergonomische Arbeitshöhe einstellbar
- Einfach, mit einer Hand verstellbare Seitengitter
- Einfach zu reinigen, einschließlich der Röntgenliegefläche
- Auch auf engem Raum sehr gut manövrierbar, das 5. Rad erhöht die Mobilität zusätzlich



Werksmontierte Optionen und Zubehör



- Laufrollen
 1. Designrollen, Ø 150 oder 200 mm, antistatisch
 2. PJP-Rollen, Ø 150 mm


Feststehend, ohne Laufrollen (z. B. für Schiffe).



Leicht zu reinigende, röntgenfähige Liegefläche
 Erhältlich für die Modelle 6270 und 6280



5. Rad für größere Mobilität



Links ist der kleine Drehradius mit dem fünften Rad dargestellt, rechts der Drehradius ohne fünftes Rad.

Lagerung



ABS-Staufach
 100006620 groß
 100006622 groß, für doppelte Fußhebel
 100006625 groß, für fünftes Rad
 100006626 klein, nur mit großem Staufach

(Nicht mit festem Rahmen kompatibel).



Unterer Drahtkorb für Rückenteil 582
 100000582



Unterer Drahtkorb für Fußteil 583
 100000583

(Nicht kompatibel mit 5. Rad).



Zubehörkorb 9784
 128009784

Zubehörhalterungen und Gitter



Papierrollenhalter 733
 100000733



Gitter für Zubehörteile (Paar) 700 (Ersatz für Seitengitter, ohne abgebildete Armauflage)
 100000700




Halterung für Sauerstoffflasche 589
 100000589 für 5-Liter-Flaschen
 100005860 für 2-Liter-Flaschen

Infusionsständer



Infusionsständer, 4 Haken 499
 100000499



Fester, abklappbarer Infusionsständer für Hilfsrahmen 6678
 100006678

Sonstige Zubehörteile



Antistatische Hygienematratze
 Größe 650 mm x 1950 mm
 Dicke: 50 mm oder 80 mm bzw. viskoelastisch 100 mm



Patientengurte (Satz) 790
 100000790



Seitengitter (Paar)
 100006713 (verchromt/gelb)
 100006723 (epoxidbeschichtet/gelb)



Schiebegriff, klappbar 6791
 100006793 (verchromt/gelb)
 100006795 (epoxidbeschichtet/gelb)

Die Farben in der Abbildung können von den zurzeit erhältlichen Farben abweichen.

Emergo-Modelle

Modell	Notfalltransport Transport Kleinere Eingriffe	Notfalltransport Intensivpflege Kleinere Eingriffe		Notfalltransport Transport Kleinere Eingriffe Aufwachräume
	6250	6270	6280	6350
Liegefläche	2-teilig	2-teilig	2-teilig	3-teilig
Röntgenfähig		✓	✓	
Trendelenburg + Anti-Trendelenburg	✓	✓	✓	✓
Höhenverstellbar	✓	✓	✓	✓
Hilfsrahmen			✓	
5. Rad	optional	optional	optional	optional

Folgende Modelle werden für die aufgeführten Anwendungen empfohlen. Auch in anderen Konfigurationen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Merivaara-Händler.

Technische Daten

Liegefläche	2- oder 3-teilig, verchromter oder epoxidbeschichteter Stahlrahmen
Liegefläche (Breite)	705 mm
Liegefläche (Länge)	2075 mm, mit Hilfsrahmen 2150 mm
Empfohlene Matratzengröße	650 mm x 1950 mm
Hydraulische Höhenverstellung Min.–Max.	560 mm – 930 mm (mit 150-mm-Laufrollen) 610 mm – 980 mm (mit 200-mm-Laufrollen) Modelle mit Röntgenliegefläche sind 60 mm höher
Höhe des nicht verstellbaren Modells (100006230)	740 mm (mit 150-mm-Laufrollen)
Verstellwinkel des Rückenteils, gasfederunterstützt	0° – 70°
Verstellwinkel des Fußteils, gasfederunterstützt	0° – 45° (Modell mit 3-teiliger Liegefläche)
Trendelenburg, gasfederunterstützt	14°
Anti-Trendelenburg, gasfederunterstützt	7°
Zulässige Maximallast	225 kg

Maßgefertigte Konfigurationen, Breiten und Höhenverstellungen sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Einzelheiten erhalten Sie bei Ihrem Merivaara-Händler.



Merivaara Corp.
Puustellintie 2, FI-15150 Lahti, FINNLAND
Tel. +358 3 3394 611, Fax +358 3 3394 6144
merivaara@merivaara.com
www.merivaara.com

CE

Der Stand der in dieser Publikation enthaltenen Informationen, Spezifikationen und Abbildungen entspricht dem Veröffentlichungsdatum. Obwohl dieses Dokument mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt wurde, übernimmt Merivaara Corp. keine Verantwortung für etwaige Fehler oder Unvollständigkeit. Merivaara Corp. behält sich das Recht vor, die Technik, die Funktionen, die Spezifikationen und das Design der Ausrüstung und der Modelle jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Aktuelle Spezifikationen und weitere Informationen finden Sie auf der Merivaara-Website.

Alle Markenzeichen sind Eigentum von Merivaara, sofern nicht anderweitig angegeben. Patente wurden erteilt oder beantragt.

©Merivaara Corp. DOK-ID: 6052DE-1, Datum 12/2015.

